


## ウサギ抗ヒトインテグリン B5/Itgb5 Mab For Fc - P18084

商品番号: CM0009794



### 前書き

フローサイトメトリー用、ヒトインテグリン  $\beta 5$  (ITGB5)

を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。このフィブロネクチン受容体は細胞接着に関与し、アデノウイルス侵入受容体として機能します。

[詳細を学ぶ](#)

| パラメータ    | 値                                                                     |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 製品名      | ウサギ抗ヒトインテグリン $\beta 5$ /ITGB5 mAb                                     |
| 備考/別名    | ITGB5; インテグリン beta-5                                                  |
| 種        | ヒト                                                                    |
| GeneID   | 3693                                                                  |
| 免疫原      | ヒトインテグリン $\beta 5$ /ITGB5 (NP_002204.2) のアミノ酸24-490以内の配列に対応する組換えタンパク質 |
| 由来       | ウサギ                                                                   |
| カテゴリー    | モノクローナル抗体                                                             |
| アプリケーション | FC                                                                    |
| 交差反応性    | ヒト                                                                    |
| SWISS    | P18084                                                                |
| タンパク質分子量 | 88kDa                                                                 |
| 配送       | 氷袋                                                                    |