


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトインテグリンB5/Itgb5

モノクローナル抗体 - P18084

商品番号: CM0009783



前書き

ヒトインテグリンβ5（ITGB5）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーでバリデーション済みで、本抗体はフィブロネクチン受容体を認識し、細胞接着研究やウイルス侵入研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトインテグリンβ5/ITGB5 mAb
備考／別名	ITGB5; インテグリンβ5
種	ヒト
GeneID	3693
免疫原	ヒトインテグリンβ5/ITGB5（NP_002204.2）のアミノ酸24～490内の配列に対応する組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P18084
タンパク質分子量	88kDa
輸送	保冷バッグ