


Fc用 ウサギ抗ヒトItga1/Cd49A Mab - P56199

商品番号: CM0010597



前書き

フローサイトメトリー用の高品質なウサギ抗ヒトITGA1/CD49aモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みで、インテグリンα1（CD49a/VLA-1）を認識し、細胞接着および免疫細胞研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトITGA1/CD49a mAb
備考／別名	VLA1 ; CD49a
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3672
GeneID	3672
免疫原	ヒトITGA1/CD49aのアミノ酸29～1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_852478.1）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P56199
タンパク質分子量	131kDa
輸送	保冷バッグ