


Fc用ウサギ抗ヒトItga1/Cd49A モノクローナル抗体 - P56199

商品番号: CM0008379



前書き

ヒトインテグリン α -1 (ITGA1/CD49a/VLA-1) に対する結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリー (FC) で検証済み。細胞接着およびインテグリンシグナル伝達経路の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトITGA1/CD49a mAb
備考/別名	VLA1; CD49a
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3672
GeneID	3672
免疫原	ヒトITGA1/CD49a (NP_852478.1) のアミノ酸29～1141に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P56199
タンパク質分子量	131kDa
配送	保冷バッグ