

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Jam-A/Cd321/F11R モノクローナル抗体 - Q9Y624

商品番号: CM0010796



前書き

ヒトJAM-A（CD321、F11R）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。タイトジャンクションのダイナミクス、免疫細胞のトランスマイグレーション、血小板活性化の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human JAM-A/CD321/F11R mAb
別名	JAM, KAT, JAM1, JAMA, JCAM, CD321, PAM-1
対象種	ヒト
遺伝子ID	50848
免疫原	ヒトJAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) のアミノ酸28～242番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y624
タンパク質分子量	27kDa/32kDa
輸送方法	保冷剤