


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト Jam-A/Cd321/F11R モノクローナル抗体 - Q9Y624

商品番号: CM0009247



前書き

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒト JAM-A/CD321/F11R

モノクローナル抗体。白血球遊走に関与するタイトジャンクションタンパク質であるヒトJAM-Aを認識します。組換えタンパク質免疫原、FCに適しています。研究用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト JAM-A/CD321/F11R mAb
備考/別名	JAM; KAT; JAM1; JAMA; JCAM; CD321; PAM-1
種	ヒト
GeneID	50848
免疫原	ヒト JAM-A/CD321/F11R (NP_058642.1) のアミノ酸 28-242 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9Y624
タンパク質分子量	27kDa/32kDa
輸送	保冷バッグ