


ウサギ抗ヒトKir2Dl2/Kir2Dl3 モノクローナル抗体（If/Icc・Fc用途） - P43628

商品番号: CM0012446



前書き

本製品は、キラー細胞免疫グロブリン様受容体であるヒトKIR2DL2/KIR2DL3を特異的に認識する、標識ウサギモノクローナル抗体です。IF/ICCおよびFCでの使用が検証済みで、NK細胞の抑制性シグナル伝達やHLA-C認識の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトKIR2DL2/KIR2DL3 mAb
別名	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	3803/3804
GeneID	3803/3804
免疫原	ヒトKIR2DL3 (NP_056952.2) のアミノ酸22～245番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用用途	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43628
タンパク質分子量	27kDa/37kDa/38kDa
輸送条件	保冷剤