


Rabbit Anti-Human Kir2Dl2/Kir2Dl3 Monoclonal Antibody For If/Icc, Fc - P43628

商品番号: CM0005078



前書き

ヒト KIR2DL2/KIR2DL3 (P43628)
を標的とする高性能な結合ウサギモノクローナル抗体
。免疫蛍光法およびフローサイトメトリーに適してい
ます。NK細胞の免疫表現型解析および抑制性受容体
の研究について検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	Rabbit anti-Human KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
備考/別名	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3803/3804
GeneID	3803/3804
免疫原	ヒトKIR2DL3 (NP_056952.2) のアミノ酸22-245に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC, FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P43628
タンパク質分子量	27kDa/37kDa/38kDa
配送	氷袋