


ウサギ抗ヒト Kir2DL2/Kir2DL3 モノクローナル抗体（If/Icc、Fc用） - P43628

商品番号: CM0004673



前書き

高品質な標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトKIR2DL2/KIR2DL3を検出し、NK細胞研究における免疫蛍光染色およびフローサイトメトリーに最適です。ヒト検体で検証済み。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト KIR2DL2/KIR2DL3 mAb
備考/別名	KIR2DL3; CD158B2; CD158b; GL183; KIR-023GB; KIR-K7b; KIR-K7c; KIR2DS5; KIRCL23; NKAT; NKAT2; NKAT2A; NKAT2B; p58; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL3
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3803/3804
GeneID	3803/3804
免疫原	ヒトKIR2DL3 (NP_056952.2) のアミノ酸22-245に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC
交差性	ヒト
SWISS	P43628
タンパク質分子量	27kDa/37kDa/38kDa
発送	保冷バッグ