

ウサギ抗ヒト Kir2DL4/Cd158D モノクローナル抗体（Fc用） - Q99706

商品番号: CM0012618



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒト KIR2DL4/CD158dを標的とし、フローサイトメトリー（FC）で検証済み。細胞外ドメイン（アミノ酸24-242）を認識。NK細胞受容体研究や免疫学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	詳細
製品名	ウサギ抗ヒト KIR2DL4/CD158d モノクローナル抗体
備考/別名	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; キラー細胞免疫グロブリン様受容体 2DL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3805
GeneID	3805
免疫原	ヒト KIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) のアミノ酸24-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99706
タンパク質分子量	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
発送	保冷剤