

Rabbit Anti-Human Kir2Dl4/Cd158D Mab For Fc - Q99706

商品番号: CM0004987



前書き

で標識されたウサギモノクローナル抗ヒトKIR2DL4/CD158d抗体。フローサイトメトリー（FC）用に検証済み。HLA-Gを認識し、母児界面におけるNK細胞機能を媒介するキラー細胞免疫グロブリン様受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human KIR2DL4/CD158d mAb
備考/別名	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; killer cell immunoglobulin-like receptor 2DL4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3805
GeneID	3805
免疫原	ヒトKIR2DL4/CD158d (NP_002246.5) のアミノ酸24-242に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99706
タンパク質分子量	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
配送	氷袋