

ウサギ抗ヒトKir2Dl4/Cd158D モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q99706

商品番号: CM0010338



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体、ヒトKIR2DL4/CD158d（UniProt Q99706）に対する抗体で、フローサイトメトリー用。免疫学研究におけるNK細胞の制御およびHLA-Gとの相互作用の調査に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトKIR2DL4/CD158d mAb
備考/別名	KIR2DL4; CD158D; G9P; KIR-103AS; KIR-2DL4; KIR103; KIR103AS; キラー細胞免疫グロブリン様受容体2DL4
種	ヒト
遺伝子ID	3805
免疫原	ヒトKIR2DL4/CD158d（NP_002246.5）のアミノ酸24-242に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q99706
タンパク質分子量	24kDa/33kDa/35kDa/37kDa/39kDa/41kDa
発送	保冷剤（氷袋）