


Rabbit Anti-Human Klrp1 Polymab® For Fc - Q96E93

商品番号: CM0005094



前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギ抗ヒトKLRG1モノクローナル抗体。ヒトKLRG1（NK細胞およびT細胞上の抑制性受容体）と特異的に反応します。免疫細胞のプロファイリングに最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human KLRG1 PolymAb®
備考/別名	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
種	ヒト
遺伝子ID	10219
免疫原	ヒトKLRG1 (NP_001316028.1) のアミノ酸60-195に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96E93
タンパク質分子量	22kDa
配送	アイスバッグ