

フローサイトメトリー用ウサギ抗ヒトKlrg1 Polymab® - Q96E93

商品番号: CM0009812



前書き

フローサイトメトリー用のヒトKLRG1を標的とする共役組換えウサギモノクローナル抗体です。NK細胞およびCD8+T細胞上に発現する22 kDaの抑制性受容体を認識します。ヒト検体での検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトKLRG1 PolymAb®
別名	2F1; MAFA; MAFA-L; CLEC15A; MAFA-2F1; MAFA-LIKE
対象種	ヒト
遺伝子ID	10219
免疫原	ヒトKLRG1 (NP_001316028.1) のアミノ酸60～195番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96E93
タンパク質分子量	22kDa
輸送方法	保冷剤