


フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトラムダ軽鎖モノクローナル抗体 - P0CG04

商品番号: CM0008083



前書き

ヒト免疫グロブリンラムダ軽鎖定常領域を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルのフローサイトメトリー（FC）解析でバリデーション済み。B細胞および液性免疫研究に最適。組換え免疫原（アミノ酸1～106）、約11 kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトラムダ軽鎖mAb
種	ヒト
免疫原	ヒトラムダ軽鎖のアミノ酸1～106に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P0CG04
タンパク質分子量	11 kDa
輸送	保冷バッグ