


ウサギ抗ヒトラムダ軽鎖モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P0Cg04

商品番号: CM0005319



前書き

ヒトラムダ軽鎖に対する高品質ウサギモノクローナル抗体で、で標識されフローサイトメトリーに対応しています。免疫学研究におけるヒトサンプルでの使用が検証済みです。Swiss-Prot番号: P0CG04。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	仕様
製品名	ウサギ抗ヒトラムダ軽鎖mAb
対象種	ヒト
免疫原	ヒトラムダ軽鎖のアミノ酸1-106番に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	P0CG04
タンパク質分子量	11kDa
発送方法	保冷剤