


ウサギ抗ヒト Lamp1/Cd107A Mab - P11279

商品番号: CM0009494



前書き

細胞内フローサイトメトリー用のヒトLAMP1/CD107aに対する結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済みであり、リソソーム関連膜糖タンパク質1を標的とします。リソソームの生物発生、オートファジー、およびNK細胞細胞傷害性の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト LAMP1/CD107a mAb
備考/別名	LAMPA; CD107a; LGP120
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3916
GeneID	3916
免疫原	ヒトLAMP1/CD107a (NP_005552.3) のアミノ酸29-382に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	38kDa/45kDa
配送	アイスバッグ