


ウサギ抗ヒトLamp1/Cd107Aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用・細胞内）- P11279

商品番号: CM0010965



前書き

ヒトLAMP1/CD107aを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーでの検証済み。リソソーム機能、オートファジー、NK細胞の細胞傷害性の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトLAMP1/CD107a mAb
備考／別名	LAMPA; CD107a; LGP120
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3916
GeneID	3916
免疫原	ヒトLAMP1/CD107aのアミノ酸29～382に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005552.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	38kDa/45kDa
輸送	保冷バッグ