


ウサギ抗ヒトLamp1/Cd107Aモノクローナル抗体（フローサイトメトリー〔細胞内〕用）- P11279

商品番号: CM0008904



前書き

ヒトLAMP1/CD107aを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。リソソーム生合成およびNK細胞の細胞傷害性に関与する38～45 kDaのリソソーム膜糖タンパク質を検出する細胞内フローサイトメトリー（FC intra）用に設計されています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトLAMP1/CD107a mAb
別名	LAMPA; CD107a; LGP120
種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3916
免疫原	ヒトLAMP1/CD107aのアミノ酸29～382に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_005552.3）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P11279
タンパク質分子量	38 kDa/45 kDa
輸送	保冷バッグ