

If/IccおよびFc（細胞内）用 標識 ウサギ抗ヒトLamp2 モノクローナル抗体 - P13473

商品番号: CM0004520



前書き

標識

ウサギ抗ヒトLAMP2モノクローナル抗体。IF/ICCおよび細胞内フローサイトメトリーで検証済み。オートファジー、リソソーム生合成、リソソーム蓄積症研究のためのリソソーム膜タンパク質LAMP2 (CD107b)を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトLAMP2 mAb
備考/別名	DND, LAMPB, CD107b, LAMP-2, LGP-96, LGP110
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
免疫原	ヒトLAMP2のアミノ酸29-375に対応する配列を含む組換え融合タンパク質 (NP_002285.1)
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	IF/ICC, FC (細胞内)
交差性	ヒト
SWISS	P13473
タンパク質分子量	44kDa/45kDa
発送条件	保冷剤