

If/Iccおよび細胞内Fc用 ウサギ抗ヒトLamp2モノクローナル抗体 - P13473

商品番号: CM0011700



前書き

ヒトLAMP2（CD107b）に対する標識ウサギモノクローナル抗体。IF/ICCおよび細胞内フローサイトメトリーで検証済み。ヒトサンプルに反応します。オートファジーおよびリソソーム機能に関与するリソソーム関連膜糖タンパク質2を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトLAMP2 mAb
備考／別名	DND ; LAMPB ; CD107b ; LAMP-2 ; LGP-96 ; LGP110
種	ヒト
GeneID（ヒト）	3920
GeneID	3920
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P13473
タンパク質分子量	44kDa/45kDa
輸送	保冷バッグ