

ウサギ抗ヒト Lamp2 モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P13473

商品番号: CM0010713



前書き

で標識された、ヒト LAMP2
を標的とするウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリーで検証済み。リソソーム生成、オートファジー、シャペロン介在性オートファジーの研究に最適。種反応性：ヒト。SWISS: P13473。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト LAMP2 mAb
備考/別名	DND; LAMPB; CD107b; LAMP-2; LGP-96; LGP110
種	ヒト
GeneID (ヒト)	3920
GeneID	3920
免疫原	ヒト LAMP2 (NP_002285.1) のアミノ酸 29-375 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	P13473
タンパク質分子量	44kDa/45kDa
発送	保冷剤