

ウサギ抗ヒトLifr/Cd118モノクローナル抗体（Fc用途） - P42702

商品番号: CM0010701



前書き

フローサイトメトリー（FC）用にABflo 647で直接標識した、ヒトLIFR/CD118に対するウサギモノクローナル抗体です。サイトカインシグナル伝達に関与する分子量約124 kDaの細胞膜受容体であるヒトLIFRを認識します。研究用途に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトLIFR/CD118 mAb
別名	SWS; SJS2; STWS; CD118; LIF-R
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	3977
遺伝子ID	3977
免疫原	組換えタンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P42702
タンパク質分子量	124kDa
輸送方法	氷袋