

If/Icc、Fc用 ウサギ抗ヒトLilra2/Cd85H モノクローナル抗体 - Q8N149

商品番号: CM0008881



前書き

ヒトLILRA2/CD85h (ILT1/LIR7) を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。IF/ICCおよびフローサイトメトリーで検証済み。ヒトと反応します。自然免疫および微生物感染研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトLILRA2/CD85h mAb
備考／別名	ILT1 ; LIR7 ; CD85H ; LIR-7
種	ヒト
Gene ID	11027 (ヒト)
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	IF/ICC、FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8N149
タンパク質分子量	53kDa/51kDa/48kDa/47kDa
配送	保冷バッグ