

ウサギ抗ヒト Lilrb4/Cd85K/Ilt3 モノクローナル抗体（Fc用） - Q8Nhj6

商品番号: CM0012707



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒト LILRB4/CD85k /ILT3（Q8NHJ6）に対する抗体）。フローサイトメトリー用に設計されており、免疫寛容および単球制御に関与する抑制性免疫受容体を標的とします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト LILRB4/CD85k/ILT3 mAb
備考/別名	B4、ILT3、LIR5、CD85K、ILT-3、LIR-5
種	ヒト
GeneID（ヒト）	11006
GeneID	11006
免疫原	組換えタンパク質
由来	ウサギ
カテゴリ	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NHJ6
タンパク質分子量	49kDa
輸送	保冷バッグ