


フローサイトメトリー（細胞内）用 ウサギ抗ヒト Megalin/Lrp2 モノクローナル抗体 - P98164

商品番号: CM0008838



前書き

ヒト Megalin/LRP2

に対する高品質なウサギモノクローナル抗体で、が結合されています。腎臓、胎盤、脳におけるこの大型エンドサイトーシス受容体の研究を目的とした細胞内フローサイトメトリーで検証済みです。SWISS: P98164。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト Megalin/LRP2 mAb
備考／別名	LRP2; DBS; GP330; LDL receptor related protein 2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4036
GeneID	4036
免疫原	ヒト Megalin/LRP2 のアミノ酸 4446～4655 に相当する配列を含む組換え融合タンパク質（NP_004516.2）
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P98164
タンパク質分子量	521 kDa
配送	保冷バッグ