


ウサギ抗ヒトMegalin/Lrp2モノクローナル抗体（If-PおよびFc（細胞内）用） - P98164

商品番号: CM0007774



前書き

で標識した、ヒトMegalin/LRP2に対する高品質なウサギモノクローナル抗体。免疫蛍光法および細胞内フローサイトメトリーでバリデーション済み。ヒトおよびマウスと交差反応します。エンドサイトーシス受容体の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトMegalin/LRP2 mAb
備考／別名	LRP2; DBS; GP330; LDL受容体関連タンパク質2
種	ヒト
GeneID（ヒト）	4036
GeneID	4036
免疫原	組換えタンパク質 ヒトMegalin/LRP2（NP_004516.2）のアミノ酸4446～4655に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	IF-P、FC（細胞内）
交差反応性	ヒト、マウス
SWISS	P98164
タンパク質重量	521 kDa
配送	保冷バッグ