


Rabbit Anti-Human Mertk Mab For Fc - Q12866

商品番号: CM0008095



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証された、結合ウサギ抗ヒトMERTKモノクローナル抗体。ヒトMERTKに反応します。組換えタンパク質免疫原。アポトーシス、食食、およびキナーゼシグナル伝達の研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human MERTK mAb
備考/別名	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; tyrosine-protein kinase Mer
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	10461
遺伝子ID	10461
免疫原	ヒトMERTK (NP_006334.2) のアミノ酸26-499に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12866
タンパク質分子量	110kDa
配送	アイスパック