


ウサギ抗ヒト MERTK モノクローナル抗体（Fc用） - Q12866

商品番号: CM0004709



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体で、ヒトMERTK（Merチロシンキナーゼ）を標的とし、フローサイトメトリー用として検証済みです。エフェロサイトーシス、がん、免疫調節におけるMERTKの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト MERTK mAb
備考/別名	MERTK; MER; RP38; Tyro12; c-Eyk; c-mer; チロシンプロテインキナーゼ Mer
種	ヒト
GeneID	10461
免疫原	ヒトMERTK（NP_006334.2）のアミノ酸26-499に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q12866
タンパク質分子量	110kDa
輸送条件	保冷剤（氷袋）