

ウサギ抗ヒト Mica/Micb Mab - Q29983 / Q29980

商品番号: CM0004819



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体（ヒトMICA/MICB用）。フローサイトメトリーに適しています。様々な上皮細胞や腫瘍細胞に発現するストレス誘導性NKG2Dリガンドを標的とし、免疫監視の研究に役立ちます。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト MICA/MICB mAb
備考/別名	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
種	ヒト
遺伝子ID	100507436/4277
免疫原	ヒトMICB (NP_005922.2) のアミノ酸23-298に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q29983/Q29980
タンパク質分子量	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
配送	氷袋