

フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒト Mica/Micb モノクローナル抗体 - Q29983 / Q29980

商品番号: CM0012053



前書き

フローサイトメトリー用、ヒトMICA/MICBを標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルに特異的に反応。免疫細胞検出およびストースリガンド研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト MICA/MICB mAb
備考/別名	MIC-A; PERB11.1; PERB11.2; MICB
反応性 (種)	ヒト
GeneID (Human)	100507436/4277
GeneID	100507436/4277
免疫原	ヒトMICB (NP_005922.2) のアミノ酸23-298に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
抗体産生宿主	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	フローサイトメトリー (FC)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q29983/Q29980
タンパク質分子量	4kDa/31kDa/37kDa/43kDa
発送条件	保冷剤 (氷袋)