


ウサギ抗ヒトMmp9モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用、細胞内） - P14780

商品番号: CM0004099



前書き

細胞内フローサイトメトリー用の、ヒトMMP9に対する結合ウサギモノクローナル抗体。ヒトサンプルで検証済み。細胞外マトリックスリモデリングおよび白血球移動に参与する78kDaのゼラチナーゼBタンパク質を検出します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトMMP9 mAb
備考/別名	MMP9; CLG4B; GELB; MANDP2; MMP-9; マトリックスメタロプロテイナーゼ9
種	ヒト
GeneID (ヒト)	4318
GeneID	4318
免疫原	ヒトMMP9 (NP_004985.2) のアミノ酸20-707に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC (intra)
交差反応性	ヒト
SWISS	P14780
タンパク質分子量	78kDa
配送	アイスバッグ