

ウサギ抗ヒトMrc2モノクローナル抗体 - Q9Ubg0

商品番号: CM0011636



前書き

フローサイトメトリー（FC）アプリケーション用のウサギ抗ヒトMRC2モノクローナル抗体。ヒトとの交差反応性あり。エンドサイトーシスおよび細胞外マトリックスリモデリングの研究に最適です。タンパク質分子量167kDa。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトMRC2モノクローナル抗体
備考／別名	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9902
GeneID	9902
免疫原	ヒトMRC2 (NP_006030.2) のアミノ酸35-513に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBG0
タンパク質分子量	167kDa
輸送	保冷バッグ