

Rabbit Anti-Human Mrc2 Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - Q9Ubg0

商品番号: CM0005736



前書き

この結合ウサギモノクローナル抗体は、ヒトMRC2（CD280、ENDO180、UPARAP）を標的とします。MRC2は、コラーゲンの取り込みとマトリックスリモデリングに関与するC型マンノース受容体です。フローサイトメトリー用途で検証済みです。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human MRC2 mAb
備考/別名	CD280; UPARAP; CLEC13E; ENDO180
種	ヒト
GeneID (ヒト)	9902
GeneID	9902
免疫原	ヒトMRC2（NP_006030.2）のアミノ酸35-513に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9UBG0
タンパク質分子量	167kDa
配送	アイスバッグ