


ウサギ抗ヒトNat10モノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - Q9H0A0

商品番号: CM0010277



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトNAT10を標的とし、細胞内フローサイトメトリーに使用。NAT10はRNAシチジンアセチルトランスフェラーゼであり、mRNAの安定性、翻訳、18S rRNAプロセッシングを調節するため、核小体機能やRNA修飾研究に最適な抗体です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトNAT10 mAb
備考/別名	ALP; Kre33; NET43
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	55226
遺伝子ID	55226
免疫原	ヒトNAT10 (Q9H0A0) のアミノ酸750-1025に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (細胞内)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9H0A0
タンパク質分子量	116 kDa
輸送	保冷バッグ