

ウサギ抗ヒトNectin-1/Cd111モノクローナル抗体（Fc用）- Q15223

商品番号: CM0005282



前書き

フローサイトメトリー用に調製された、標識ヒトNectin-

1/Cd111に対するウサギモノクローナル抗体です。ヒト検体での検証が完了しており、57/51/39

kDaのタンパク質を認識します。細胞接着、神経発生、ウイルス侵入の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトNectin-1/Cd111 mAb
別名	ED4; PRR; HIgR; HVIS; HVEC; OFC7; PRR1; PVRR; CD111; PVRL1; PVRL1; SK-12; CLPED1; nectin-1
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	5818
GeneID	5818
免疫原	組換えタンパク質 / ヒトNectin-1/Cd111 (NP_002846.3) のアミノ酸1-334番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（フローサイトメトリー）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q15223
タンパク質分子量	57kDa/51kDa/39kDa
輸送方法	保冷剤