

ウサギ抗ヒトNectin-4 モノクローナル抗体（Fc用） - Q96Ny8

商品番号: CM0007741



前書き

ヒトNectin-4 (PVRL4)
を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体で、フ
ーサイトメトリー（FC）用に検証済み。細胞接着、乳
癌、麻疹ウイルス受容体に関する研究に適しています
。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトNectin-4 mAb
備考/別名	LNIR; PRR4; EDSS1; PVRL4; nectin-4
種	ヒト
GeneID (ヒト)	81607
免疫原	ヒトNectin-4 (NP_112178.2) のアミノ酸32-146に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96NY8
タンパク質分子量	24kDa/55kDa
発送	保冷バッグ