

フローサイトメトリー用 ウサギ抗ヒトNectin-4 モノクローナル抗体 - Q96Ny8

商品番号: CM0010567



前書き

で標識されたヒトNectin-4に対するウサギモノクローナル抗体で、フローサイトメトリーでの使用が検証済みです。ヒトサンプルと反応し、癌研究および麻疹ウイルス受容体の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトNectin-4 mAb
別名	LNIR; PRR4; EDSSI; PVRL4; nectin-4
対象種	ヒト
GeneID	81607
免疫原	ヒトNectin-4 (NP_112178.2) のアミノ酸32～146番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
応用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q96NY8
タンパク質分子量	24kDa/55kDa
配送方法	保冷剤