

Rabbit Anti-Human Ng2 Monoclonal Antibody For Fc - Q6Uvk1

商品番号: CM0012632



前書き

フローサイトメトリー用Rabbit anti-Human NG2 mAb。ヒトCSPG4/NG2（251kDaプロテオグリカン）を認識し、細胞増殖、移動、および血管新生に関与します。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human NG2 mAb
備考/別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	1464
遺伝子ID	1464
免疫原	ヒトNG2 (NP_001888.2) のアミノ酸1583-2224に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
配送	アイスバッグ