

ウサギ抗ヒトNG2モノクローナル抗体 Fc用 - Q6Uvk1

商品番号: CM0009846



前書き

ウサギ抗ヒトNG2モノクローナル抗体（クローン不特定）です。フローサイトメトリー用途に適しています。細胞遊走および増殖に関与するヒトコンドロイチン硫酸プロテオグリカンNG2と反応します。腫瘍学研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトNG2 mAb
別名	NG2; MCSP; MCSPG; MSK16; CSPG4A; HMW-MAA; MEL-CSPG
対象種	ヒト
GeneID (ヒト)	1464
GeneID	1464
免疫原	ヒトNG2 (NP_001888.2) のアミノ酸1583-2224番に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
分類	モノクローナル抗体
用途	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	Q6UVK1
タンパク質分子量	251kDa
発送方法	保冷剤