

ウサギ抗ヒト Nt5E/Cd73 モノクローナル抗体（Fc用） - P21589

商品番号: CM0012408



前書き

フローサイトメトリー（FC）用に検証済みの、ヒトNT5E/CD73を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。AMPを加水分解するGPIアンカー型膜酵素であるエクト-5'-

ヌクレオチダーゼを標的とします。免疫腫瘍学およびヌクレオチド代謝の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト NT5E/CD73 mAb
備考/別名	NT; eN; NT5; NTE; eNT; CD73; E5NT; CALJA
種	ヒト
遺伝子ID (ヒト)	4907
遺伝子ID	4907
免疫原	ヒト NT5E/CD73 (NP_002517.1) のアミノ酸27-547に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P21589
タンパク質分子量	63kDa
配送	氷袋