


ウサギ抗ヒト Opn1Lw/Opn1Mw Mab（フローサイトメトリー用） - P04000 / P04001

商品番号: CM0007862



前書き

ヒトOPN1LWおよびOPN1MWを標的とする結合ウサギモノクローナル抗体。フローサイトメトリーで検証済みです。錐体光受容体の機能および赤/緑色覚の研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト OPN1LW/OPN1MW mAb
備考/別名	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5956/2652
GeneID	5956/2652
免疫原	ヒトOPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2) のアミノ酸1-48に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04000/P04001
タンパク質分子量	40kDa
配送条件 (Shipping)	氷袋