


ウサギ抗ヒト Opn1Lw/Opn1Mw モノクローナル抗体 - P04000 / P04001

商品番号: CM0011623



前書き

フローサイトメトリー用に設計された、ヒトOPN1LW/OPN1MWオプシンを標的とする高性能標識ウサギモノクローナル抗体。色覚および光受容体研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト OPN1LW/OPN1MW モノクローナル抗体
備考/別名	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5956/2652
GeneID	5956/2652
免疫原	ヒトOPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2) のアミノ酸1-48に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04000/P04001
タンパク質分子量	40kDa
発送方法	保冷剤