


Rabbit Anti-Human Opn1Lw/Opn1Mw Monoclonal Antibody For Flow Cytometry - P04000 / P04001

商品番号: CM0004115



前書き

フローサイトメトリー用結合ウサギモノクローナル抗ヒトOPN1LW/OPN1MW抗体。赤色感受性（OPN1LW）および緑色感受性（OPN1MW）錐体オプシンを標的とし、網膜研究および色視覚研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	Rabbit anti-Human OPN1LW/OPN1MW mAb
備考/別名	CBP; RCP; ROP; CBBM; COD5; CBD; GCP; GOP; OPN1MW1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	5956/2652
GeneID	5956/2652
免疫原	ヒトOPN1LW/OPN1MW (NP_064445.2) のアミノ酸1-48に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
ソース	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P04000/P04001
タンパク質分子量	40kDa
配送	氷袋