


ウサギ抗ヒト P-Cadherin Mab - P22223

商品番号: CM0010429



前書き

フローサイトメトリー用のヒトP-カドヘリン（CDH3）に対する結合ウサギモノクローナル抗体。上皮組織および癌におけるヒトP-カドヘリンを検出し、細胞接着研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト P-cadherin mAb
備考/別名	CDHP; HJMD; PCAD
種	ヒト
遺伝子ID	1001
免疫原	ヒトP-カドヘリン（NP_001784.2）のアミノ酸108-654に相当する配列を含む組換え融合タンパク質。
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22223
タンパク質分子量	87kDa/91kDa
配送	氷袋