


フローサイトメトリー用 標識 ウサギ抗ヒトP-カドヘリン モノクローナル抗体 - P22223

商品番号: CM0010499



前書き

を標識した、ヒト P-カドヘリン (CDH3) に対するウサギモノクローナル抗体。組換え免疫原 (アミノ酸 108-654)。フローサイトメトリーで検証済み。細胞接着および癌研究に最適。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト P-カドヘリン mAb
備考/別名	CDHP; HJMD; PCAD
種	ヒト
遺伝子ID	1001
免疫原	ヒト P-カドヘリン (NP_001784.2) のアミノ酸 108-654 に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
適用	FC (フローサイトメトリー)
交差反応性	ヒト
SWISS	P22223
タンパク質分子量	87kDa/91kDa
発送条件	保冷バッグ