


ウサギ抗ヒトP-カドヘリンモノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - P22223

商品番号: CM0009580



前書き

フローサイトメトリー用の、ヒトP-カドヘリン（CDH3）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。上皮組織および癌細胞におけるカドヘリン-3を認識し、細胞接着および癌研究に有用です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトP-カドヘリンmAb
備考／別名	CDHP ; HJMD ; PCAD
種	ヒト
GeneID	1001
免疫原	組換えタンパク質：ヒトP-カドヘリン（NP_001784.2）のアミノ酸108～654に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	P22223
タンパク質分子量	87kDa／91kDa
輸送	保冷バッグ