

ウサギ抗ヒトP4Hbモノクローナル抗体（細胞内フローサイトメトリー用） - P07237

商品番号: CM0009674



前書き

ヒトP4HB（プロテインジスルフィドイソメラーゼ）を標的とする結合ウサギモノクローナル抗体です。細胞内フローサイトメトリーでの検証が完了しており、57 kDaのタンパク質を検出します。タンパク質フォールディングおよび小胞体ストレスの研究に適しています。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトP4HB mAb
別名	DSI; GIT; PDI; PHDB; PDIA1; PO4DB; PO4HB; PROHB; CLCRP1; ERBA2L; P4Hbeta
対象種	ヒト
遺伝子ID（ヒト）	5034
免疫原	ヒトP4HB（NP_000909.2）のアミノ酸329～508に対応する配列を含む組換え融合タンパク質
起源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
用途	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	P07237
タンパク質分子量	57kDa
発送方法	保冷剤