

ウサギ抗ヒトPcsk9モノクローナル抗体（フローサイトメトリー用） - Q8Nbp7

商品番号: CM0012644



前書き

ヒトPCSK9（Q8NBP7）を標的とする標識ウサギモノクローナル抗体。細胞内フローサイトメトリー用途でバリデーション済み。ヒトPCSK9のアミノ酸31-692に対応する組換え免疫原。コレステロール代謝研究に最適です。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒトPCSK9 mAb
備考/別名	FH3; PC9; FHCL3; NARCI; LDLCQ1; NARC-1; HCHOLA3
種	ヒト
GeneID（ヒト）	255738
GeneID	255738
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPCSK9のアミノ酸31-692（NP_777596.2）に対応する配列を含む組換え融合タンパク質。
由来	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC（細胞内）
交差反応性	ヒト
SWISS	Q8NBP7
タンパク質分子量	74kDa
出荷	保冷バッグ