

ウサギ抗ヒト Pd-L1/Cd274 Mab - Q9Nzq7

商品番号: CM0007854



前書き

標識ウサギモノクローナル抗体。ヒトPD-L1/CD274 (B7-H1, PDCD1LG1)

を標的とします。フローサイトメトリーで検証済みであり、免疫チェックポイント阻害およびがん免疫療法の研究をサポートします。

[詳細を学ぶ](#)

パラメータ	値
製品名	ウサギ抗ヒト PD-L1/CD274 mAb
備考/別名	B7-H; B7H1; PDL1; PD-L1; hPD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1
種	ヒト
GeneID (ヒト)	29126
免疫原	組換えタンパク質 ヒトPD-L1/CD274 (Q9NZQ7) のアミノ酸1-290に相当する配列を含む組換え融合タンパク質
供給源	ウサギ
カテゴリー	モノクローナル抗体
アプリケーション	FC
交差反応性	ヒト
SWISS	Q9NZQ7
タンパク質分子量	33kDa
配送	氷袋